

新商品案内 プレスリリース

上腕式デジタル血圧計 新 DSシリーズ S10/N10/G10

新商品

家庭向けデジタル血圧計のパイオニア、日本精密測器株式会社(本社:群馬県渋川市、代表取締役社長:浦 秀樹)は、Bluetoothデータ通信機能を搭載した家庭向けデジタル血圧計の新製品「DS-S10」をフラッグシップに「DS-N10」「DS-G10」の計3モデルを2015年4月上旬より発売いたしました。

2014年12月に先行発売の優しい操作をコンセプトに開発したリーズナブルなモデル「DS-B10」「DS-A10」と合わせ、NISSEI 上腕式デジタル血圧計新DSシリーズ 5モデルが完成いたしました。

最新機能から
好みで選べる



DS-S10

Bluetooth通信 スマートフォン(iPhone/Android)で健康管理

無料の専用アプリ「HealStyle」を使ってデータ管理。



NISSEI HealStyle

対応OS
iOS 8以降 (iPhone 4s以降、iPod touch 第5世代のみ対応)
Android 4.3以降 (Bluetooth 4.0以上搭載)



DS-N10

朝/夜メモリー表示で健康管理

時間帯・体調・気分で血圧は変化します。朝/夜を振分けチェック!



DS-G10

個人に合わせたパーソナルモード

パーソナルモードとは個人に合った最適加圧を自動で行います。



やさしい
かんたん操作

2014年12月に先行発売したDS-B10/A10

※DS-B10/A10はピックカメラ、コジマのみの販売です。

DS-B10

60回メモリーを搭載、
腕帯はよりワイドに対応します。



あなたにやさしい
血圧計

DS-A10

スイッチ1つだけの
凄くシンプルな血圧計です。



あなたにやさしい
血圧計

最上位モデル「S10」はご家族の健康状態が遠隔でも確認できます。

商品特徴

最上位モデル「DS-S10」は専用の無料アプリ「HealStyle」(ヒールスタイル)を使用することで、お手持ちのスマートフォンに測定データを送信し管理できる機能をBluetoothを搭載して実現しました。5人分の測定データをスマートフォン1台で管理できます。また「HealStyle」をインストール時のID(Eメールアドレス)とパスワードを共有することで、いつでも何処でも離れて暮らす家族の健康状態を確認することもできます。「DS-S10」本体には、日本精密測器で以前から搭載しているM1/M2の2つのメモリー機能と独立してデータ送信用に5人分のデータを保存するメモリー機能があります。測定したデータをスマートフォンで確認できるので今までの様に記録用紙に書き写したり、本体メモリーを呼び出したりする必要もなくなります。

血圧計の要である測定精度は、日本精密測器の独自技術・ノウハウ・改良と多くの臨床試験により、シリーズ全機種別に最適のアルゴリズムを設定しています。

「新DSシリーズ」は世界で最も厳しいとされる欧州高血圧学会(ESH : European Society of Hypertension) 2010年度臨床精度試験に合格し測定精度基準をクリアしています。



Bluetooth 通信機能でいろいろなデータ管理が可能になります。(DS-S10)

- 「HealStyle」をインストールした時のID(Eメールアドレス)とパスワードを使用して同じIDとパスワードでログインすることで離れて暮らしている家族の健康状態を確認することができます。(親へのプレゼントに最適です)
- 本体の送信可能メモリーは5人分ありますので、両親に1台、ご自分で1台DS-S10を購入していただき、ご両親の測定データ保存先をIDの1番と2番、ご自身の測定データ保存先をIDの3番と決めておけば、同じID(Eメールアドレス)とパスワードを使用することで、ご自身の「HealStyle」アプリで自分のデータと更にご両親のデータも管理できます。
- 1日2回の「測定おしらせ機能」があります。希望の測定時間設定が可能なので測定忘れを防止することができます。健康管理を意識したNISSEIならではの独自機能です。
- スマートフォンを買い替えた場合でも、以前のスマートフォンで使っていた「HealStyle」のID(Eメールアドレス)とパスワードでログインすれば今までのデータを引き継ぐことができます。保存データ数には制限がありませんので全てのデータをいつでも、何処でもスマートフォンで確認できます。
- Bluetooth 4.0を使用しておりますので iPhone、Android 両方のスマートフォンで「HealStyle」を使用できます。(iPhone 4S, 5, 5S, 6, 6Plus Android 4.3以降 Bluetooth 4.0以降 対応)
- DS-S10をスマートフォンと接続するための接続IDは、固有に設定されているので老人ホームなどで大勢の人が同時に接続しても混信する心配はありません。(接続IDとは固有に設定されている本体に表示される4ケタの数字です。生成方法は特許出願済です。特願 2015-043510)
- データ通信は、本体のBTボタンを押し、「HealStyle」アプリの受信をタップする、この操作でデータ通信できる簡単操作です。

充実した最新機能からお好みで選択できます。

機能一覧

機 能 別 一 覧					
主な仕様と機能	DS-S10	DS-N10	DS-G10	DS-B10	DS-A10
対応腕周囲	約22 - 42cm		約22 - 42cm		約22 - 32cm
腕帯	ユニバーサルフィット スリム腕帯			スリム腕帯	
ファジィ制御加圧	○	○	×	×	×
パーソナルモード	×	×	○	○	○
時計機能	○	○	○	○	×
測定状態お知らせ機能	○	○	○	×	×
腕帯状態お知らせ機能	○	○	×	×	×
体動チェック機能	○	○	○	○	○
不規則脈波リズムチェック機能	○	○	○	○	○
脈圧表示	○	○	○	×	×
メモリー	M1/M2 各60回分の測定結果と平均値 ID(送信用)20回分の測定結果と平均値×5	M1/M2 各60回分の測定結果と平均値		60回分の測定結果と平均値	測定時に 前回測定値を1度表示
測定時間お知らせ機能	アプリ「HealStyle」に機能あり	×	×	×	×
Bluetooth 通信	○	×	×	×	×
医療機器認証番号	226AFBZX00163000	226AFBZX00161000	226AFBZX00162000	226AGBZX00064000	226AGBZX00065000
電源	単3形アルカリ乾電池4本 または専用ACアダプタ			単3形アルカリ乾電池4本 または※専用ACアダプタ(別売)	
本体寸法 (腕帯を含まない)	縦 162.3 × 横 127.3 × 高さ 96 mm			縦 122.2 × 横 116.5 × 高さ 69.9 mm	
本体重量 (付属品等を含まない)	約 331 g		約 336 g	約 220 g	
JAN コード	4931140011778	4931140011761	4931140011754	4931140011723	4931140011716

●お断りなく仕様を変更する場合がありますので、ご了承ください。 ※ 専用のACアダプタをご使用ください。DS-B10/A10は「ADP-W5-11」を、DS-G10は「ADP-W5-03」をご使用ください。

発 売 元 日本精密測器株式会社
 本社工場 〒377-0293 群馬県渋川市中郷 2508-13
 TEL: 0279-20-2311(代表) FAX: 0279-20-2411
 東京支社 〒113-0033 東京都文京区本郷 2-27-18 本郷BNビル 6階
 TEL: 03-5842-6611(代表) FAX: 03-5842-6674